



Certified Quality  
Management System

**GOSSELIN™**  
A Corning Brand

## FICHE TECHNIQUE

**DESIGNATION : Flacon carré 1L PEHD na gradué H185**  
Ø58 & bouchon rg & obturateur na, STERILE SAL 10-3

### Caractéristiques techniques

- **Type de fermeture**  
double fermeture
- **Température d'utilisation du corps secondaire**  
-80°C/+120°C
- **Assemblage**  
Monté
- **Hauteur (mm)**  
185.00
- **Longueur (mm)**  
95.00
- **Largeur (mm)**  
76.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**  
58.00
- **Capacité nominale**  
1l
- **Matière et couleur du flacon**  
PE soufflage haute densité naturel
- **Graduation dans la masse**  
tous les 100 ml
- **Couleur du corps secondaire**  
rouge
- **Matière du corps secondaire**  
PEHD
- **Matière du corps tertiaire**  
PEBD
- **Résistance physique**  
Souple, haute résistance mécanique
- **Température d'utilisation du corps principal**  
-80°C/+120°C
- **Taille étiquette**  
N/A
- **Autoclavage du corps principal**  
N/A

### Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**  
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**  
90

- **Nombre de sursac**  
1 sursac
  - **Rangement**  
rangé 90 flacons
- 

### Références normatives

- **ISO 11137**  
N/A
  - **Non hémolytique**  
N/A
  - **Non pyrogène**  
N/A
  - **Non cytotoxique**  
N/A
  - **Absence de métaux lourds:**  
Matière conforme à la directive CE/94/62
  - **Norme NF en 13972 février 2003**  
Conteneur en plastique rigide Définition des capacité nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
  - **Alimentarité**  
Matière conforme au règlement n° 1935/2004
  - **Basé sur la norme ISO 11 137**  
Stérilisation des produits de santé -- Irradiation
  - **Marquage CE**  
CE, IVD
  - **Directive 98/79/CE**  
Usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  - **Péremption**  
3 an(s)
  - **Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137**  
STERILE SAL 10-3
- 

### Précaution d'utilisation

- **Usage unique**
  - **Conservation en température négative**  
N/A
- 

### Domaines d'application

- **Industries**
  - **Médical**
  - **Microbiologie**
- 

### Disponibilité produit

Distribué par :



Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com

w w w . h u m e a u . c o m

■ Europe Moyen orient Afrique

■ Asie Pacifique

■ Amérique Latine