

May-Grünwald en solution

Code produit : 320070

Synonyme :

Solution de Bleu de méthylène-éosine

Spécifications :

- Aspect :
- Maxima d'absorption dans le méthanol :
- pH (50/50 dans l'eau déminéralisée) :

Solution bleu foncé limpide
 $522 \text{ nm} \leq \lambda_1 \leq 526 \text{ nm}$
 $651 \text{ nm} \leq \lambda_2 \leq 653 \text{ nm}$
6.5 - 7.5

Applications :

Hématologie : Utilisé dans la coloration de May-Grünwald Giemsa pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Mise en garde :

Le transport, la conservation et l'utilisation de ce réactif doivent être effectués à une température comprise entre 15 et 25 °C.

Mise à jour du 17/04/2013