

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Mini Vortex Stirrer LBX Instruments, V03 series, without speed control

Description: Small footprint and compact structure. Touch function. Fixed speed of 3000 rpm. Orbital diameter of 5.5 mm. Excellent mixing capability. Maximum test tube size: Ø30 mm. Patented design of foot pad can hold the vortex mixer firmly in place when in mixing. Total dimensions (Ø x h): 100 x 78 mm. Low operation voltage (12V) for full protection. 100-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	description
VORX-003-001	1	mini Vortex stirrer LBX V03 series

PACKING

Type: Carboard box

Label:

VORX-003-001

Mini Vortex Stirrer LBX Instruments, V03 series, without speed control, 1 pc

Mini agitador Vórtex LBX V03, sin control de velocidad, 1 ud

Mini agitateur Vortex LBX V03, vitesse fixe, 1 unit

Batch n°.: xxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Mini agitador Vórtex LBX V03, sin control de velocidad

Descripción: Pequeño tamaño y estructura compacta. Modo de funcionamiento intermitente por presión sobre el cabezal. Velocidad fija de 3000 rpm. Diámetro orbital de 5.5 mm. Excelente acción de mezclado. Para recipientes pequeños de hasta Ø30 mm. Gran estabilidad gracias a los pies de diseño patentado que pueden sostener el vórtex firmemente en su posición durante la mezcla. Dimensiones totales (Ø x h): 100 x 78 mm. Funcionamiento de bajo voltaje garantiza una operación segura (12V). 100-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	descripción
VORX-003-001	1	mini agitador Vórtex LBX V03

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

VORX-003-001

Mini Vortex Stirrer LBX Instruments, V03 series, without speed control, 1 pc

Mini agitador Vórtex LBX V03, sin control de velocidad, 1 ud

Mini agitateur Vortex LBX V03, vitesse fixe, 1 unit

Batch nº.: xxxx



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Mini agitateur Vortex LBX V03, vitesse fixe

Description: Structure compacte et faible encombrement. Mode de fonctionnement intermittent par pression sur tête. Vitesse fixe de 3000 rpm. Diamètre orbital de 5,5mm. Excellent capacité de mélange. Pour petits récipients de Ø max. de 30 mm. Grande stabilité grâce au design breveté des pieds qui maintiennent fermement le Vortex en place pendant son utilisation. Dimensions totales (Ø x h) : 100 x 78 mm. Faible voltage (12V) pour protection totale. 100-240 V / 50-60 Hz, indice de protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	description
VORX-003-001	1	mini agitateur Vortex LBX V03

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique
Etiquette:

labbox	VORX-003-001
	Mini Vortex Stirrer LBX Instruments, V03 series, without speed control, 1 pc
	Mini agitador Vórtex LBX V03, sin control de velocidad, 1 ud
	Mini agitateur Vortex LBX V03, vitesse fixe, 1 unit
Batch nº.: xxxx	

