

110024010H  
691.160070.02

**Pot droit 160ml Polypropylène naturel**  
**Bouchon Rouge Irradié**

**Caractéristiques**

Référence	PC160SRP
Matière Pot	Polypropylène naturel - translucide
Matière Bouchon	Polyéthylène haute densité couleur rouge
Hauteur totale avec bouchon	70 mm
Diamètre extérieur Pot	57.5 mm
Diamètre extérieur Bouchon	64 mm
Capacité maximum	120 ml
Température d'utilisation	-40°C à +85°C
Résistance physique	Résistant

**Conditionnement**

Nombre de pots / carton	360
-------------------------	-----

**Qualité**

Biocharge	/
Qualité sanitaire	Irradiation à 10kgy
Traçabilité	Etiquette code-barres, lot de fabrication
Conformité aux normes :	Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
	Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
	Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004

**PRECAUTION**

USAGE UNIQUE 