



110012010H
691.200230.02

Pot droit 160ml Polystyrène naturel Aseptique Bouchon Rouge

Caractéristiques

Référence	PC160SR
Matière Pot	Polystyrène cristal - transparent
Matière Bouchon	Polyéthylène haute densité couleur rouge
Hauteur totale avec bouchon	72.5 mm
Diamètre extérieur Pot	58 mm
Diamètre extérieur Bouchon	65.5 mm
Capacité maximum	120 ml
Température d'utilisation	-40°C à +65°C
Résistance physique	Fragile

Conditionnement

Nombre de pots / carton	360
-------------------------	-----

Qualité

Biocharge	Inférieure à 10 ⁻⁴ par pot
Qualité sanitaire	Aseptique
Traçabilité	Etiquette code-barres, lot de fabrication
Conformité aux normes :	Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
	Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
	Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004

PRECAUTION

USAGE UNIQUE 