



110036010H
691.200300.02

Pot droit 220ml Polypropylène naturel Bouchon rouge

Caractéristiques

Référence	PC220SRP
Matière Pot	Polypropylène naturel - translucide
Matière Bouchon	Polyéthylène haute densité couleur rouge
Hauteur totale avec bouchon	95.5 mm
Diamètre extérieur Pot	57 mm
Diamètre extérieur Bouchon	64 mm
Capacité maximum	175 ml
Température d'utilisation	-40°C à +85°C
Résistance physique	Résistant

Conditionnement

Nombre de pots / carton	300
-------------------------	-----

Qualité

Biocharge	/
Qualité sanitaire	Aseptique
Traçabilité	Etiquette code-barres, lot de fabrication
Conformité aux normes :	Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
	Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
	Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004

PRECAUTION

USAGE UNIQUE