



110040010H  
691.200350.02

## Pot droit 220ml Polypropylène naturel Irradié Bouchon rouge

### Caractéristiques

Référence	PC220SRP
Matière Pot	Polypropylène naturel - translucide
Matière Bouchon	Polyéthylène haute densité couleur rouge
Hauteur totale avec bouchon	95.5 mm
Diamètre extérieur Pot	57 mm
Diamètre extérieur Bouchon	64 mm
Capacité maximum	175 ml
Température d'utilisation	-40°C à +85°C
Résistance physique	Résistant

### Conditionnement

Nombre de pots / carton	300
-------------------------	-----

### Qualité

Biocharge	Inférieure à 10 <sup>-4</sup> par pot
Qualité sanitaire	Irradiation à 10kgy
Traçabilité	Etiquette code-barres, lot de fabrication
Conformité aux normes :	Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
	Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
	Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004

### PRECAUTION

USAGE UNIQUE 