



Certified Quality  
Management System

# FICHE TECHNIQUE

**DESIGNATION : Pot droit 125ml PP na H74 Ø52  
& bouchon rg, STERILE SAL 10-3**

## Caractéristiques techniques

- **Matière et couleur du pot**  
polypropylène naturel
- **Température d'utilisation du corps secondaire**  
-80°C/+75°C
- **Assemblage**  
Monté
- **Hauteur (mm)**  
74.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**  
52.00
- **Capacité nominale**  
125ml (74 x 52)
- **Graduation dans la masse**  
N/A
- **Type de fermeture**  
bouchon à vis
- **Couleur du corps secondaire**  
rouge
- **Matière du corps secondaire**  
PEBD
- **Matière du corps tertiaire**  
N/A
- **Résistance physique**  
Souple à rigide, bonne résistance mécanique, haute résistance chimique
- **Température d'utilisation du corps principal**  
-20°C/+120°C
- **Taille étiquette**  
N/A
- **Autoclavage du corps principal**  
Oui

## Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**  
Température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**  
380
- **Rangement**  
vrac 380 pièces

Distribué par :



Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com

## Références normatives

### ■ Non hémolytique

ASTM F756 et ISO10994

### ■ Absence de métaux lourds:

Matière conforme à la directive CE/94/62

### ■ Norme NF en 13972 février 2003

Conteneur en plastique rigide Définition des capacité nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale

### ■ Alimentarité

Matière conforme au règlement n° 1935/2004

### ■ Marquage CE

CE, IVD

### ■ Directive 98/79/CE

Usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

### ■ Péremption

3 an(s)

### ■ Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137

STERILE SAL 10-3

---

## Précaution d'utilisation

### ■ Usage unique

N/A

### ■ Conservation en température négative

fragilise le produit, manipuler avec précaution sans choc

---

## Domaines d'application

### ■ Industries

### ■ Médical

---

## Disponibilité produit

### ■ Europe Moyen orient Afrique

### ■ Asie Pacifique

### ■ Amérique Latine

Distribué par :



Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com