

Distribué par :

Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

FICHE TECHNIQUE

Réf. **QL03**

•DESIGNATION

- Papier filtre qualitatif très rapide
- Matière: 100% cellulose

•APPLICATIONS

- Industrie chimique
- Industrie agroalimentaire
- Industrie des boissons
- Analyses atmosphériques
- Huiles essentielles et industrielles
- Acetate et dioxyde de plomb, carbonate de lithium, phosphate ammoniacé de magnésie, chromate de baryte et de plomb, l'oxalate de chaux, ...

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	87	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,18	mm	
Vitesse de filtration	50	sec.	DIN 53137
		sec.	Herzberg
Rétention	8-12	µm	
Résistance à l'éclatement	>30	kPa	
Taux de cendres	0,06	%	DIN 53138