

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

FICHE TECHNIQUE

Ref. QT43

•DESIGNATION

- Papier filtre quantitatif (sans cendre)
- Matière: 100%cellulose

•APPLICATIONS

- Industries chimique, agroalimentaire, des boissons
- Analyses atmosphériques
- Analyses des sols
- Phosphate ammoniacié de magnésie, chromate de baryte et de plomb, l'oxalate de chaux,...

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	85	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,20	mm	
Vitesse de filtration	55	sec.	DIN 53137
		sec.	Herzberg
Rétention	14-18	µm	
Résistance à l'éclatement	>0,2	kg/cm ²	
Taux de cendres	0,01	%	DIN 53138