


Rouge de méthyle

Code produit : 361580



CAS Registry number :

[493-52-7]

Color Index :

13020

Synonymes :

C.I. Acid Red 2

Spécifications :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Aspect : | Poudre rouge à rouge foncé |
| • Perte à la dessiccation à 80 °C : | ≤ 5 % |
| • Virage pH : | pH < 4.0 : rouge
pH > 6.0 : jaune |
| • Maximum d'absorption dans tampon pH = 4.5 : | 524 nm ≤ λ ≤ 528 nm |
| • Coefficient d'extinction spécifique sur sec : | 1225 - 1500 |
| • Cendres sulfuriques : | ≤ 1 % |
| • Solution alcoolique à 0.02% : | Rouge |

Applications :

Indicateur de pH.

Mise à jour du 22/04/2013