

Rubans Beiges Neutres

Description

Rouleau de ruban adhésif neutre pour la stérilisation

Réf: 30 00...

Papier crêpé Kraft enduit d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel

Ne contient pas de latex

Absence TSE/BSE : Ne contient pas de tissus animaux ou de produits dérivés de tissus animaux

Stérilisation

Vapeur – Oxyde d'éthylène

Application

Fermeture de paquets réalisés avec des enveloppes de stérilisation (papier crêpe, Cleantex)

Identification des packs ou autres conditionnements de stérilisation.

Si possible, utiliser un dévidoir de ruban pour faciliter la découpe.

Performances

Bonne adhésivité sur supports à base de fibres cellulosiques (tissus, papier crêpe pour enveloppes de stérilisation...)

Bonne résistance au procédé de stérilisation vapeur

Conditions de stockage

Stocker à l'abri de la lumière, à température ambiante, et à l'abri de l'humidité si possible dans son emballage d'origine.

Péremption

3 ans à compter de la date de fabrication.

Conformité

NA

Origine

Canada

Conformité CE

NA

Données Techniques

PARAMETRES	UNITES	VALEURS
EPAISSEUR	mm	0,15
ADHESIVITE	N/25 mm	8.2
RESISTANCE A LA TRACTION	N/25 mm	87
ALLONGEMENT	%	7
RESISTANCE AU SOLVANT A L'EROSION		Bonne