

SOLUTION SALINE TAMPONNEE

FORMULE

Ingrédients en grammes pour un litre d'eau purifiée.

Chlorure de sodium	8,12
Phosphate monopotassique	0,21
Phosphate disodique, 2H ₂ O	0,80

Ce milieu peut être ajusté et/ou supplémenté en fonction des critères de performances imposés

CONDITIONS DE CONSERVATION avant ouverture

Flacons: 15 - 25°C à l'obscurité

La date d'expiration est indiquée sur l'emballage.

CRITERES ATTENDUS

Aspect du milieu prêt à l'emploi : Liquide limpide

Physico-chimie : pH 7,2 ± 0,2 à 25°C

BIBLIOGRAPHIE

1. NF U47-012. Méthodes d'analyse en santé animale - Recherche des anticorps spécifiques de *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma meleagridis* ou *Mycoplasma synoviae* dans le sérum par la technique d'agglutination rapide sur lame.

PRESENTATION

Code	Description
Réf.: 253566	10 flacons de 100 ml

Autre présentation : nous consulter



Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com