

Distribué par :

Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

FICHE TECHNIQUE

Réf. **ST60**

DESIGNATION

- Papier filtre qualitatif très rapide
- Matière: 100% cellulose

APPLICATIONS

- Papier pour tous travaux de laboratoires (écoles, lycées)
- Protection de paille
- Sulfure d'étain et de potasse
- Lessive de soude
- Hydroxyde de cobalt et de cadmium...

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	64	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,13	mm	
Vitesse de filtration	50	sec.	DIN 53137
		sec.	Herzberg
Rétention	10-20	µm	
Résistance à l'éclatement	>145	kPa	
Taux de cendres	0,06	%	DIN 53138