

<p><b>Fiche technique</b> Sac Autoclavable 400 x 780 x 50 Microns</p>
---

<b>Désignation du produit :</b>	Sac Autoclavable en Polypropylène	
<b>Composition :</b>	Polypropylène	
<b>Couleur :</b>	Transparent	
<b>Code article :</b>	053.006102.02	
<b>Dimension :</b>	I 400 x L 780	Tolérances +/- 5 %
<b>Epaisseur :</b>	Nominale 50 µ	
	Ponctuelle +/- 5 %	
	Moyenne +/- 5 %	
<b>Point VICA :</b>	152,1 °	Tolérances : + ou - 0,5 °
<b>Impression :</b>	Sans	
<b>Conditionnement :</b>	Colis de 500 sacs	Paquet de 100 sacs avec élastique
<b>Recyclabilité :</b>	Oui	
<b>Stérilisation :</b>	Non	