

Support Helipath™

Pour la mesure de produits pâteux



Conçu pour mesurer la viscosité et la consistance de gels, pâtes, crèmes, mastics, gélatine et autres produits à faible écoulement.

Un viscosimètre (ou rhéomètre) Brookfield est monté sur le moteur d'entraînement Helipath, puis un mobile en T est fixé sur l'instrument à l'aide d'un raccord spécial. Le moteur abaisse et relève lentement le viscosimètre de sorte que le mobile en T fixé au viscosimètre effectue un mouvement hélicoïdal dans l'échantillon pour éviter la formation d'un « canal ».

Compatible avec les viscosimètres Brookfield standard et les rhéomètres DV3T.

Installation et nettoyage faciles.

Solution idéale pour les produits difficiles à mesurer.

Livré complet avec moteur d'entraînement, 6 mobiles en T avec raccord, valise, statif de laboratoire, tige et base.



Le support Helipath est compatible avec tous les viscosimètres Brookfield standard ; il est livré complet avec un jeu de 6 mobiles en T et un raccord spécial.

Option EZ-Lock

Le support Helipath est désormais disponible avec le système de raccord EZ-Lock pour les viscosimètres ou rhéomètres Brookfield standard déjà équipés de la fonction EZ-Lock (p 50)

Plages de viscosité du système Helipath cP(mPa·s)

	Analogique, DV-E, DV1M	DV2T	DV3T
LV Plage de viscosité	156 - 3,120K	156 - 9,360K	156 - 9,360K
RV Plage de viscosité	2K - 20M	2K - 100M	2K - 100M
HA Plage de viscosité	4K - 40M	4K - 200M	4K - 200M
HB Plage de viscosité	16K - 160M	16K - 800M	16K - 800M

** La plage maxi indiquée est mesurée à 0.1 tr/min

K = 1 millier M = 1 million cP = Centipoise mPa·s = milliPascal·secondes

LABOMAT
Instruments & Spécialités

Labomat Essor
37 Bld Anatole France
F - 93287 Saint Denis Cedex
Tél.: +33 1 48 09 66 11
Fax: +33 1 48 09 98 65
E-mail : info@labomat.com
www.labomat.eu

Labomat Essor
Vlamingstraat 4
B - 8560 Wevelgem
Tél.: +32 56 43 28 13
Fax: +32 56 43 28 14
E-mail : info@labomat.com
www.labomat.eu

L.E SOLUTIONS
Instruments & Spécialités

L.E Solutions
6 Imm B Résidence Ibn Batoua
Place Prince Sidi Mohammed
Belvédère
MA - 20300 Casablanca
Tél.: +212 52 22 41 714
Fax: +212 52 22 42 751
younesbau@menara.ma
www.labomat.eu