

Caractéristiques générales

Piètement 5 branches aluminium, moulé, poli, empattement 520 mm. Colonne tubulaire chromée réglable par vérin à gaz de 520 à 700 mm, garantie 5 ans. Commande manuelle. Charge maximale 150 kg.

Sur patins

Assise

Ø 330 mm vinyle lavable, rembourrage mousse haute densité 28kg/m³, classe non feu M2 (norme DIN 4102 B2/EN 1021-1-2) noire sans couture, **épaisseur 35 mm**.



Réf. 592P

Version sur roulettes

Réf. 592, 5 Roulettes jumelées Nylon noires Ø 50 mm.

Version Assise Noire épaisseur 60 mm

Ø350mm

Réf. 592P6N ou Réf. 5926N



Nuancier ASSISE 60mm



Assise 35 mm + Dossier

Largeur 360 mm – Hauteur 200 mm
Réglable en hauteur de 270 à 370 mm
Revêtement identique à l'assise.



Ajouter la lettre **D** à la référence (exemples : Réf. 592**D**CP, 593**D**, Réf.598**D**CPR)



Version Assise Noire épaisseur 60 mm
Ø350mm + Dossier réglable en hauteur et profondeur

Ajouter le chiffre **6** à la référence (exemples : Réf. 592DCP**6**, 593D**6**, Réf.598DCPR**6**).

Nuancier ASSISE 60mm + Dossier



Options :

Réf. **595**

Repose pieds en aluminium Ø46 cm, réglable en hauteur, adaptable sur tout type de tabouret à commande manuelle de la hauteur.

INCOMPATIBLE AVEC COMMANDE AU PIED



COMMANDE AU PIED :

Ajouter « CP » à la référence du tabouret, exemple Réf. 592**CP**, 592**PCP**, 592D6**NCP**, 592D**PCP**...

