



TAMPON PHOSPHATE pH 7,2 STERILE

PRINCIPE

Le Tampon Phosphate pH 7,2 stérile est utilisé pour la mise en suspension de souches de collection pour le contrôle des méthodes ou des milieux de culture et pour le dosage des antibiotiques.

FORMULE

Ingrédients en grammes par litre d'eau purifiée.

Phosphate monopotassique 0,2 M 250 ml

Hydroxyde de sodium 0,2 M 175 ml

Ce milieu peut être ajusté et/ou supplémenté en fonction des critères de performances imposés

CONDITIONS DE CONSERVATION avant ouverture

Tubes : 2 - 25°C

La date d'expiration est indiquée sur l'emballage.

CRITERES ATTENDUS

Aspect du milieu prêt à l'emploi : liquide limpide incolore

Physico-chimie : pH 7,2 ± 0,2 à 25°C

PRESENTATION

Code	Description
204065	6 tubes de 9 ml
234065	100 tubes de 9 ml
	Autre présentation : nous consulter