

Fiche Technique

Thermomètre économique Promolab[®]

Référence 55000T110-qp

Thermomètre en verre Sodocalcique recuit de couleur jaune pour une lecture aisée, avec chambre d'expansion pour supporter des températures légèrement supérieures à l'échelle indiquée.

Echelle de mesure non gravée mais fondue dans le verre, indélébile et très résistante aux agents chimiques, sauf à l'acide fluorhydrique et à la soude chaude, qui attaquent directement le verre.

Ces thermomètres sont proposés avec une immersion totale.



AIDE

Le lien www.allafrance.com/help.html est imprimé au dos de nos thermomètres pour aider l'utilisateur à répondre à la majorité des questions de métrologie.



Ne pas avaler le liquide en cas de bris.

Caractéristiques

- Tige en verre Sodocalcique
Emaillé jaune
- Echelle -20+110°C
- Division 1°C
- Précision $\pm 2^\circ\text{C}$
- Diamètre 6-7 mm.
- Remplissage au Liquide Rouge
- Immersion totale
- ± 305 mm
- Anneau de suspension en plastique
- Livrés par 10, en étui plastique individuel carré et en boîte carton recyclable.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France