

**Référence 4050 - Trousse accessoires sous le pied****2 gants + 2 surbottes stériles****Référence HUMEAU : 757.004050.02****Usages**Accessoires complémentaires aux Stérisox<sup>®</sup> version économique**Caractéristiques**

- 2 surbottes en plastique avec élastique
- Version unitaire avec 2 gants vinyle bleus taille 8-9 ambidextres poudrés, dans un sachet zip 18 x 25 cm
- Version unitaire dans sachet zip 18 x 25 cm

**Conditionnement de vente**

- Carton de 100 pièces  
Dimensions du carton 60 x 40 x 25 cm environ  
Poids du carton 6.60 kg environ

**Stérilisation et traçabilité**

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys  
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 2 ans à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque carton : référence, libellé, n° de lot, et date de validité

