

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m



Test kit, ascorbic acid, model ASC-1

EUR Prix: 106,00 €

Demander un délai de livraison

Model ASC-1 Ascorbic Acid Test Kit was developed in cooperation with beverage producers and uses the drop-count titration method to measure ascorbic acid (vitamin C). Utilizes drop count titration with a range of 10-200 mg/L. Contains approximately 100 tests.

Utilizes drop count titration - a simple, economical titration method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Caractéristiques

| | |
|------------------------|---|
| Modèle de kit de test: | ASC-1 |
| Nom de la méthode: | Drop count titration/ Iodometric |
| Nombre de tests: | 100 |
| Note de pied de page: | *mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm. 1EPA-accepted for wastewater. Check with your regulatory agency. |
| Paramètre: | Ascorbic Acid |
| Plage de mesure: | à Ascorbic Acid |
| Plateforme: | Titrateur goutte à goutte |
| Poids de livraison: | 2.5 |
| Smallest Increment: | 10 |
| Type de boîtier: | D |