



Be Right™



## DCO TNT, 0 - 1 500 mg/L O<sub>2</sub>

Réf. produit:

2125951

Dangereux



Test en cuve (Ø 16 mm) accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT = Test 'N Tube

Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.

### Les produits Test 'N Tube offrent des tests sécurisés et pratiques

Les fioles de 16 mm à capuchon offrent un contenant autonome pour le mélange et la mesure.

### Facile à commander

Tous les réactifs et toutes les fioles nécessaires sont inclus dans l'emballage.

---

## Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 - 25 °C (protection contre la lumière)
Intervalle d'entretien:	59 mois à partir de la date de production
Nom de la méthode:	Bichromate
Nombre de tests:	25 (1 cuve pour blanc nécessaire)
Notes spéciales:	Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.
Numéro de méthode:	8000
Paramètres:	DCO
Plage de mesure:	20 - 1500 mg/L O <sub>2</sub>
Plateforme:	Test 'N Tube
Volume / taille du carton:	25 par paquet