



Be Right™



DCO TNT, 0 - 1 500 mg/L O₂

Réf. produit: 2125951
EUR Prix: 72,80 €
Livraison en 1 semaine

Dangereux



Test en cuve (Ø 16 mm) accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT = Test 'N Tube

Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.

Les produits Test 'N Tube offrent des tests sécurisés et pratiques

Les fioles de 16 mm à capuchon offrent un contenant autonome pour le mélange et la mesure.

Facile à commander

Tous les réactifs et toutes les fioles nécessaires sont inclus dans l'emballage.

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 - 25 °C (protection contre la lumière)
Intervalle d'entretien:	59 mois à partir de la date de production
Nom de la méthode:	Bichromate
Nombre de tests:	25 (1 cuve pour blanc nécessaire)
Notes spéciales:	Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.
Numéro de méthode:	8000
Paramètres:	DCO
Plage de mesure:	20 - 1500 mg/L O ₂
Plateforme:	Test 'N Tube
Volume / taille du carton:	25 par paquet