

<b>FICHE TECHNIQUE</b>	
058.034410.60 ACIDE CHLORHYDRIQUE 1N (N/1)	
REV. 01 du 29/05/01	Méthode de contrôle MC27

Nom du produit	<b>ACIDE CHLORHYDRIQUE 1N (N/1)</b>
Code du produit	<b>058.034410.60</b>
<b>SPÉCIFICATION TECHNIQUE</b>	
<b>Aspect</b>	Liquide incolore clair
<b>Facteur de titration</b>	0,998 – 1,002
<p>La valeur trouvée fait référence à une chaîne de comparaisons avec le Standard Reference Material 93440 du Federal Institute for Material Research and Testing (BAM – Germany – <a href="http://www.bam.de">www.bam.de</a>)</p>	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	