



Produit	84513.290
Description du produit	Acide sulfurique 25%
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	7664-93-9
Formule moléculaire	H ₂ SO ₄
Masse moléculaire	98.08

Analyses

Spécifications

Titre	24 - 26 %
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Résidu de calcination	≤ 50 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 5 ppm
Fe (Fer)	≤ 5 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.