



Bac rectangulaire renforcé emboîtable 10 L - blanc

Ref. : G110021



Plus produit

Bac renforcé.

Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.

Caractéristiques produit

Hauteur	160 mm
Largeur	310 mm
Longueur	365 mm
Contenance	10 L
Taux d'emboîtement*	84,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	280 mm
Largeur intérieure bas produit	220 mm
Hauteur intérieure bas produit	145 mm
Poids	0.700 kg
GENCODE	3100411100218
Code douanier	39231090

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	400
Poids palette	310 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1265 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.