


## Bleu Alcian 8GX

Code produit : 361180



$C_{56}H_{68}Cl_4CuN_{16}S_4$   
Masse molaire : 1298,88

CAS Registry number :

[33864-99-2]

Color Index :

74240

Synonymes :

C.I. Ingrain Blue 1

### Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- Coefficient d'extinction spécifique :
- Solubilités :

Poudre bleu-violet foncé  
 $618 \text{ nm} \leq \lambda \leq 622 \text{ nm}$   
 $\geq 300$   
Soluble dans l'eau (8 g/L)  
Soluble dans l'éthanol (1 g/L)

### Applications :

Réactif de laboratoire, applications en cyto-bactériologie et en histo-cytologie.

Mise à jour du 31/10/2013