


Bleu d'Evans pur

Code produit : 362220-9000



C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Masse molaire : 960,81

CAS Registry number :	[314-13-6]
Color Index :	23860
Synonymes :	C.I. Direct Blue 53
Spécifications :	

• Aspect :	Poudre brune cristalline
• Perte à la dessiccation à 60-70 °C :	≤ 3.5 %
• Maximum d'absorption dans l'eau :	605 – 615 nm
• Coefficient d'extinction spécifique :	≥ 800
• Solution à 1 % dans l'eau :	Bleu foncé
• pH à 1 % dans l'eau :	6.4 < pH < 7.6
• Solubilités :	Soluble dans l'eau à 60 g/L Soluble dans l'éthanol à 0.1 g/L

Applications

Réactif de laboratoire, application en immuno-hématologie.

Mise à jour le 5/10/2011