

**Référence 4010C - Chiffonnette sèche 34 x 37 cm,
sachet bleu déchirable à refermeture, par 25 pièces**

Référence Humeau : 757.000900.02

Usages

Contrôles matières premières ou de produits (croûte de fromage, chair de poisson, ...)

Caractéristiques

- Chiffonnette bleue, non-tissé, structure alvéolée
dimensions 34 x 37 cm
- Imprégnation « **SE** » : aucune (sec)
- Sachet bleu déchirable, 18 x 30 cm
à refermeture par lien métallique,
avec zone d'identification
- Version économique :
25 pièces dans un sachet zip 30 x 40 cm



Conditionnement de vente

Carton de 150 pièces (6 x 25 pièces)
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm environ
Poids du carton 3.20 kg environ

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 2 ans à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé,
n° de lot, code diluant et date de validité



4010C SEC SECO DRY 32X40 CM
LOT SE 1 06 2018 EXP 30 06 2020
L3 58 M7 06/06/18 09:35

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



Maj JLN
10/12/18