

## Référence 4122C

**Chiffonnette 34 x 16 cm, 10 mL eau peptonée tamponnée,  
sachet bleu déchirable à refermeture, version 2 gants**

**Référence Humeau : 757.001150.02**

## Usages

Dispositif stérile de prélèvement de surface.

Contrôles en cours de production en agro-alimentaire, si faible probabilité de présence de désinfectant ou absence de désinfectant.

*cf. norme ISO 18593:2018*

## Caractéristiques

- Chiffonnette bleue, non-tissé, structure alvéolée dimensions 34 x 16 cm
- Imprégnation « **EP** » : 10 ml d'eau peptonée tamponnée Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable, 18 x 30 cm à refermeture par lien métallique, avec zone d'identification
- Version unitaire avec 2 gants vinyle bleus taille 8-9 ambidextres poudrés, dans un sachet zip 18 x 25 cm



## Conditionnement de vente

Carton de 130 pièces  
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm  
Poids du carton 7.20 kg environ

## Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité



4122C PEPTONE SOLUTION 2 G VINYL  
LOT EP 1 04 2020 EXP 30 04 2021  
L3 S8 M7 06/04/20 11:26