

Réf. 4085B - Chiffonnette 34x30cm, structure pleine, bouillon neutralisant sachet déchirable déchirable à refermeture, par 25 pièces
Référence HUMEAU : 757.002600.02

Usages

Contrôles après désinfection en élevages et en agro-alimentaire

Caractéristiques

- Chiffonnette blanche, non-tissé, structure pleine
Dimensions 34 x 30 cm
- Imprégnation « **BN** » :
12 ml d'eau peptonée tamponnée à 10 % de neutralisant
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice des résidus de désinfectants et antiseptiques (voir composition du neutralisant)
Dose reproductible et calibrée
- Sachet déchirable 18 x 30 cm à refermeture par lien métallique, comprenant protocole de prélèvement
Imprimé en vert avec zone d'identification
- Version économique :
25 pièces dans sachet zip 30 x 40 cm



Conditionnement de vente

Carton de 300 pièces (12 x 25 pièces)
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm environ
Poids du carton 9.60 kg environ

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité



4085B CONTROL DESINFECTION 34x30 CM
LOT BN 1 06 2018 EXP 30 06 2019
P5 S5 M6 L2 04/06/18 10:41

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

 Laboratoires
Humeau