

Référence 4152C - Chiffonnette 34 x 16 cm, 10 ml eau distillée à 10% de neutralisant, sachet bleu déchirable à refermeture, par 25 pièces

Référence Humeau 757.004152.02

Usages

Contrôles après désinfection en agro-alimentaire

Caractéristiques

- Chiffonnette bleue, non-tissé, structure alvéolée dimensions 34 x 16 cm
- Imprégnation « EN » :
10 ml d'eau distillée à 10 % de neutralisant
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice des résidus de désinfectants et antiseptiques (voir composition du neutralisant)
Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable, 18 x 30 cm à refermeture par lien métallique, avec zone d'identification
- Version économique :
pack de 25 pièces dans sachet zip 30 x 40 cm




Conditionnement de vente

Carton de 300 pièces (12 x 25 pièces)
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm environ
Poids du carton 7.90 kg environ

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité



Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

 Laboratoires
Humeau

Maj JLN
10/12/18