

Référence 4604 - Chiffonnette 34x16 cm, 10 mL bouillon neutralisant, sachet de prélèvement bleu prédécoupe laser, par 20 pièces

Référence Humeau : 757.004604.02

Usages

Contrôles après désinfection en agro-alimentaire

Caractéristiques

- Chiffonnette bleue, non-tissé, structure alvéolée dimensions 34 x 16 cm
- Imprégnation « **BN** » :
10 ml d'eau peptonée tamponnée à 10 % de neutralisant
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice des résidus de désinfectants et antiseptiques
(Cf. composition du neutralisant)
Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable à prédécoupe laser, l 20 x h 32.5 cm, une face bleue pour identification du prélèvement, une face transparente avec n° de lot
- Version économique :
pack de 20 pièces dans sachet zip 30 x 40 cm



Conditionnement de vente

Pack de 20 pièces

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité



4604 CONTROL DESINFECTION 34X16 CM
LOT BN 1 08 2018 EXP 30 08 2019
L4 P6 M8 07/08/18 09:50

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



Maj FC / JLN
10/12/2018