

**Référence 4613 - Chiffonnette 34x37cm, tryptone sel à 10% de neutralisant,  
sachet de prélèvement bleu prédécoupe laser, par 20 pièces**

**Référence Humeau : 757.004613.02**

## Usages

Dispositif stérile de prélèvement de surface.  
Contrôles après désinfection en agro-alimentaire, spécialement en laiteries :  
dépistage de pathogènes.

## Caractéristiques

- Chiffonnette bleue, non-tissé, structure alvéolée  
dimensions 34 x 37 cm
- Imprégnation « **TN** » :  
25 ml de tryptone sel à 10 % de neutralisant  
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice  
des résidus de désinfectants et antiseptiques  
(voir composition du neutralisant)  
Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable à prédécoupe laser,  
l 20 x h 32.5 cm,  
une face bleue pour identification du prélèvement,  
une face transparente avec n° de lot
- Version économique :  
20 pièces dans sachet zip 30 x 40 cm




## Conditionnement de vente

Carton de 140 pièces (7 x 20 pièces)  
Dimensions du carton 60 x 40 x 25 cm

## Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys  
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé,  
n° de lot, code diluant et date de validité



Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com



Maj JLN  
13/12/2018