

**Compresse blanche 20 x 20 cm, non-tissé, 8 ml eau peptonée tamponnée,
sachet de prélèvement bleu prédécoupe laser, par 20 pièces**


Réf. Humeau : 757.004691.02

Usages

Contrôles en cours de production en agro-alimentaire sur petites surfaces
Contrôles de carcasses

Caractéristiques

- Compresse blanche, non-tissé
dimensions 20 x 20 cm, 40 grammes
- Imprégnation « **EP** » :
8 ml d'eau peptonée tamponnée
Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable à prédécoupe laser,
l 20 x h 32.5 cm,
une face bleue pour identification du prélèvement,
une face transparente avec n° de lot
- Version économique :
20 pièces dans sachet zip 30 x 40 cm



Conditionnement de vente

Carton de 200 pièces (10 x 20 pièces)
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé,
n° de lot, code diluant et date de validité



4691 4692 PEPTONE SOLUTION 20X20CM
LOT EP 1 04 2018 EXP 30 04 2019
L4 P6 M8 05/04/18 11:45

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

 Laboratoires
Humeau

w w w . h u m e a u . c o m