

# Électrode pH de rechange

Pour pH 20 et pH 21

## HI1110B

Référence	HI1110B
Description	Électrode pH
Référence	Simple, Ag/Cl
Jonction / Débit	Céramique, simple
Électrolyte	Gel
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 13 pH -5 à 100 °C
Embout	Sphérique (Ø 9 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble**	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Usage général en laboratoire
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C

