

Électrodes d'ions spécifiques

Chlorures

HI 4007 • HI 4107

Paramètre	Chlorures	
	HI 4007	HI 4107
Type	Solide ; Simple	Solide ; Combinée
Gamme de mesure	1 M à 5×10^{-5} M 35000 à 1,8 mg/L	1 M à 5×10^{-5} M 35000 à 1,8 mg/L
Zone pH optimale	2 à 11 pH	2 à 11 pH
Gamme température	0 à 80 °C	0 à 80 °C
Pente approximative	-57	-57
Matériau du corps	Époxy	PEI
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Concentration d'ions chlorures libres dans les émulsions, boissons, plantes, sols et comme indicateur pour le titrage	

