

Eosine en solution alcoolique

Code produit : **312720**

Spécifications :

- | | |
|---|---|
| • Aspect : | Solution verdâtre limpide |
| • Maximum d'absorption dans le méthanol : | $522 \text{ nm} \leq \lambda \leq 528 \text{ nm}$ |
| • pH : | 7.0 - 9.0 |

Applications :

Histo-cytologie : Utilisée dans les colorations de routine par l'Hémalun-Eosine (H.E.) ou par l'Hémalun-Eosine-Safran (H.E.S.) pour la coloration bi- ou trichromique des tissus.

Mise à jour du 15/04/2013