


Eosine Y

Code produit : **312710**



$C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$
Masse molaire : 691,85

CAS Registry number : [17372-87-1]

Color Index : 45380

Synonymes :
C.I. Acid Red 87
Tétrabromofluorescéine sel de sodium
Eosine disodique
Eosine jaunâtre

Spécifications :

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Aspect : | Poudre cristalline brun rouge |
| • Solution aqueuse à 1% : | Rouge limpide, fluorescence jaune verdâtre à 365 nm |
| • CCM : | Conforme au témoin |
| • Cendres sulfuriques sur sec : | ≤ 23 % |
| • Perte à la dessiccation : | ≤ 10 % |
| • Dosages colorants xanthéniques : | 87.0 - 93.6 % |
| • Solubilités : | Soluble dans l'eau (44 %)
Soluble dans l'éthanol (2 %) |

Applications :

Matière première pour industries, matière colorante, réactif de laboratoire.

Mise à jour du 18/04/2013