

**Référence 4319 – Eponge, tryptone sel,
sachet bleu déchirable à refermeture, par 5 pièces**
Référence HUMEAU : 757.004319.02

Usages

Contrôles de carcasses en abattoir.

Caractéristiques

- 1 éponge cellulose « rectangle », dimensions 80 x 40 mm, épaisseur 12 à 16 mm environ garantie contact alimentaire
- Imprégnation : 10 mL tryptone sel « TR » Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable, 18 x 30 cm à refermeture par lien métallique, avec zone d'identification
- Version économique : 5 pièces dans sachet zip 30 x 40 cm



Conditionnement de vente

Carton de 50 pièces, soit 10 packs de 5 pièces

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque sachet de prélèvement : Référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité



4318C 4319C EPONGE TRYPTONE
LOT TR 3 05 2018 EX 30 05 2019
L1 P4 57 M5 23/05/18 10:30

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

