


## Fuchsine basique diamant

Code produit : **313240**



$C_{20}H_{20}ClN_3$   
Masse molaire : 337,85

**CAS Registry number :**

[632-99-5]

**Color Index :**

42510

**Synonymes :**

C.I. Basic Violet 14  
Magenta I  
Rosaniline chloride  
Basic magenta

### Spécifications :

• Aspect :	Cristaux verts
• Maximum d'absorption dans l'éthanol à 50° :	547 nm $\leq \lambda \leq$ 553 nm
• Coefficient d'extinction spécifique :	$\geq 2000$
• pH à 1% dans l'eau :	5.0 $\leq$ pH $\leq$ 7.0
• Solution alcoolique :	Rouge violet
• Perte à la dessiccation à 110°C :	$\leq 8 \%$
• Cendres sulfuriques :	$\leq 2.5 \%$

### Applications :

Réactif de laboratoire, applications en bactériologie et histo-cytologie.

Mise à jour du 18/04/2013