

Conception dans un souci de confort, de sensibilité tactile et de sûreté de préhension des instruments délicats

- Latex souple et élastique offrant un remarquable confort
- Construction légère de fine épaisseur délivrant une sensibilité tactile accrue
- Doigts adhésifs facilitant la manipulation des petits objets et des outils délicats
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques (sauf EMEA)



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Industrie chimique

Recommandé pour

- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Tests
- Entretien de véhicules
- Contact alimentaire
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Transformation et manipulation d'aliments
- Transformation des aliments, de la viande et du poisson
- Transformation secondaire des aliments



Remarques

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

| | |
|---|---|
| | 69-318 |
| Matériau | Latex de caoutchouc naturel |
| Couleur | Naturel |
| Conception du gant | Chlorée, Non poudrée, Sans silicone, Doigts adhésifs |
| Manchette | Bord roulé |
| QMS contrôle/Normes de fabrication | ISO 13485, ISO 9001 |
| Conformité aux norme/réglementation | Catégorie III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, Type alimentaire: Caoutchouc, ISO 9001, ISO 13485 |
| Conditionnement | 100 gants par boîte distributrice ; 10 boîtes distributrices par carton ; soit 1 000 gants par carton |
| Stockage | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. |
| Pays d'origine | Malaisie |
| Besoins de l'utilisateur | Usages variés |
| Tailles disponibles | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) |
| Propriétés antistatiques | Non testé |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none"> • Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC) • Dibutylthiocarbamate de zinc • Protéines de caoutchouc naturel <p><i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i></p> |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | Valeurs types | | Méthode d'essai |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Longueur (mm/pouces) | 240 / 9.5 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | 1.5 AQL | | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil) | 0.12 / 4.7 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil) | 0.14 / 5.5 | | ASTM D3767, EN 420 |
| | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT | |
| Résistance ultime à la traction (MPa) | ≥ 18 | ≥ 14 | ASTM D412 & D573 |
| Allongement à la rupture (%) | ≥ 650 | ≥ 500 | ASTM D412 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Code produit | 69318060 | 69318070 | 69318080 | 69318090 | 69318100 |

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.