


Résazurine en comprimés 2.5mg

Code produit : 316200



Synonymes : 7-hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide, sodium salt

Spécifications :

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Aspect : | Comprimés violacés |
| • Dissolution dans l'eau : | Solution bleue-violacée limpide |
| • Maxima d'absorption dans l'eau : | $378 \text{ nm} \leq \lambda_1 \leq 382 \text{ nm}$
$594 \text{ nm} \leq \lambda_2 \leq 602 \text{ nm}$ |
| • Virage pH : | pH < 4.4 : rose
pH > 6.4 : violet |

Applications :

Indicateur de pH.
Indicateur d'oxydo-réduction utilisé pour l'analyse du lait.

Mise à jour du 22/04/2013