


Jaune thiazol

Code produit : **314310**



$C_{28}H_{19}N_5Na_2O_6S_4$
Masse molaire : 695,72

CAS Registry number :

[1829-00-1]

Color Index :

19540

Synonymes :

Direct Yellow 9

Jaune titan
Jaune Clayton

Spécifications :

• Aspect :
brun

Poudre jaune ocre à jaune

- Perte à la dessiccation à 100 °C :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- Virage pH :

≤ 10 %
400 nm ≤ λ ≤ 410 nm
pH < 11.0 : jaune
pH > 13.0 : rouge

- Solution à 0.1% dans l'eau :
- Cendres sulfuriques :

Jaune
20 - 30 %

Applications :

Indicateur de pH.

Mise à jour du 22/04/2013