


Soudan III

Code produit : 312460



$C_{22}H_{16}N_4O$
Masse molaire : 352,39

CAS Registry number : [85-86-9]

Color Index : 26100

Synonymes : C.I. Solvent Red 23
Scarlet B fat soluble

Spécifications :

- | | |
|---|-----------------------|
| • Aspect : | Poudre rouge à marron |
| • Perte à la dessiccation à 105 °C : | ≤ 1 % |
| • Maximum d'absorption dans l'acétone : | 501 nm ≤ λ ≤ 504 nm |
| • Coefficient d'extinction spécifique sur sec : | ≥ 810 |
| • Solution à 0.25% dans l'acétone : | Rouge limpide |
| • Cendres sulfuriques : | ≤ 0.9 % |

Applications :

Réactif de laboratoire, application en histologie.

Mise à jour du 18/04/2013