

FICHE TECHNIQUE	
256.054650.60 SODIUM HYDROXYDE N/9 PH EUR	
REV. 03 du 29/10/21	Méthode de contrôle MC359

Nom du produit	SODIUM HYDROXYDE N/9 PH EUR
Code du produit	256.054650.60
SPÉCIFICATION TECHNIQUE	
Aspect	Liquide clair incolore
Facteur de titration	0,995-1,005
<p>La valeur trouvée fait référence à une chaîne de comparaisons avec le produit de référence no. 60357 de l'Institut fédéral de recherche et d'essai de matériaux (BAM - Allemagne - www.bam.de)</p>	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	