



designed for scientists



AS 501.1 Support universel

/// Fiche technique

S'adapte à tous les types de récipients d'une contenance minimale de 50 ml. Idéal pour les récipients d'une contenance de plus de 250 ml.

Les rouleaux de fixation doivent être fixés sur 2 niveaux.

Compris dans la livraison : 1 x AS 1.10 support de base, 6 x AS 1.11 rouleaux de fixation, 12 x AS 1.6 etrier de fixation



designed for scientists

Données techniques

Poids [kg]

3.826

