

Fiche Technique

Thermomètre sans mercure équivalent ISO 1770

DIN 12778 - NF 35506 - BS1704

Référence 5620E110-qp

Thermomètre équivalent ISO 1770 correspondant en tout point aux caractéristiques requises par la norme, mais ne sont pas remplis au mercure.

Echelle non gravée mais fondue dans le verre complètement indélébile et très résistante aux agents chimiques, sauf à l'acide fluorhydrique et à la soude chaude qui attaquent directement le verre. Il possède au dos un numéro individuel traçable à nos Étalons Officiels, eux mêmes traçables dans plus de 72 pays dans le monde.

Sur demande, livrable avec Certificat d'Étalonnage Traçable "EU" ou Certificat Officiel "EO"



AIDE

Le lien www.allafrance.com/help.html est imprimé au dos de nos thermomètres pour aider l'utilisateur à répondre à la majorité des questions de métrologie.



Ne pas avaler le liquide en cas de

Caractéristiques

- Thermomètre en verre
- Équivalent ISO 1770 Série R
- En verre Sodocalcique jaune
- Au liquide bleu (sans mercure)
- Echelle -20+110°C
- Division 1°C
- Tolérance : $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- Immersion totale
- $\pm 305 \text{ mm } \varnothing 6.25 \text{ mm}$
- Avec Certificat de Conformité & Traçabilité
- Livrés avec anneau/crochet spécial qui se clipse sur le verre, breveté par Alla France.
- En étui plastique individuel

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com

**Alla**
France