

Fiche Technique

Thermomètre de Précision ALLA FRANCE®

Référence 5120T110-qp

Echelle de mesure non gravée mais fondue dans le verre, indélébile et très résistante aux agents chimiques, sauf à l'acide fluorhydrique et à la soude chaude, qui attaquent directement le verre.

Livrés systématiquement avec un Certificat de Précision et de Traçabilité Emballage individuel en plastique recyclable très résistant, emboîtable et carré pour un rangement aisé.

AIDE

Le lien www.allafrance.com/help.html est imprimé au dos de nos thermomètres pour aider l'utilisateur à répondre à la majorité des questions de métrologie.



Caractéristiques

- t En verre Sodocalcique Emaillé jaune
- t Echelle -20+110°C
- t Division 1°C - Précision $\pm 1^\circ\text{C}$
- t Diamètre 6-7 mm.
- t Remplissage au Liquide Rouge
- t Immersion totale
- t ± 305 mm
- t Avec anneau/crochet plastique
- t Livré avec Certificat de Précision
- t En étui individuel plastique



Ne pas avaler le liquide en cas de bris.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com

France