


## Violet cristallisé

Code produit : **317980**



**CAS Registry number :** [548-62-9]

**Color Index :** 42555

**Synonymes :**  
C.I. Basic Violet 3  
Hexaméthyl-pararosanilinium chloride  
Violet de gentiane

### Spécifications :

• Aspect :	Cristaux ou poudre vert bronze
• Insolubles dans l'alcool :	≤ 0.9 %
• Perte à la dessiccation à 110 °C :	≤ 9 %
• Cendres sulfuriques sur sec :	≤ 1.8 %
• Chromatographie sur couche mince :	Faible tache secondaire
• Maximum d'absorption dans l'éthanol à 95° :	587 nm ≤ λ ≤ 589 nm
• Coefficient d'extinction spécifique sur sec :	≥ 2600

### Applications :

Réactif de laboratoire, application en bactériologie.

Mise à jour du 22/04/2013